

# EBD



## Termo elektrické rukavice ZC-011B s regulací teploty Návod k použití

# Základní informace

Termo elektrické rukavice ZC-011B jsou jedním z nejmodernějších zařízení určených pro kosmetické salony. Rukavice mají zesílenou vodovzdornou úpravu. Produkuje tepelný efekt, který je přenášen z vnějšího prostředí dovnitř těla. Dokáží zrychlit krevní oběh a zvýšit koncentraci kyslíku v krvi a tím povzbudit aktivitu buněk a tělní metabolismus, což vede ke zkrášení rukou. Použitím společně se zkrášlujícími či bělícími výrobky, kůže na ruce se stává vláčnější, jemnější a zářivější. Rukavice jsou lehké, snadno přenosné a uživatelsky jednoduché. Jako jeden ze základních vybavení pro kosmetické salony jsou velmi populární v lázních i v domácnostech.

## Před použitím si přečtěte pozorně následující instrukce:

- Ujistěte se, že napětí v místní síti odpovídá napětí uvedenému v tomto návodu
- Pro zapnutí otočte ovladačem z pozice OFF do pozice ON. Jakmile uslyšíte cvaknutí, přístroj je zapnutý. Nastavte ovladač na požadovanou teplotu.
- Pro vypnutí otočte ovladač k pozici OFF. Jakmile uslyšíte cvaknutí, přístroj je vypnutý
- Nepoužívejte rukavice ve vlhkém prostředí, například v koupelně.
- Ujistěte se, že zákazník netrpí obtížemi uvedenými v tomto příbalovém letáku.
- Je nutné sledovat reakci zákazníka během terapie.
- Zařízení by neměli používat lidé se zhoršeným zdravotním stavem.
- Přístroj nenechávejte v dosahu dětí.
- Poškozená přívodová šňůra může být vyměněna pouze výrobcem nebo příslušným odborníkem.
- Zařízení může být rozebráno pouze výrobcem nebo příslušným odborníkem.

## Důležité bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte rukavice ve vlhkém prostředí, například v koupelně.
- Čištění provádějte pouze suchým ručníkem.
- Nepřehýbejte zařízení, pokud je v provozu.
- Nevytahujte přívodovou šňůru.
- Vypněte zařízení okamžitě v případě nestálého napětí nebo v případě náhlého výpadku proudu.
- V blízkosti zařízení by se neměl nacházet žádný alkohol, benzín, barvy nebo jiné vysoce hořlavé látky.

## **Nepoužívejte v případě:**

- Necitlivosti na teplo
- Bronchitidy
- Těhotenství nebo menstruace
- Vysokého krevního tlaku a cukrovky
- Dermatitidy, ekzémů nebo jiných kožních nemocí
- Jiných vážných nemocí

## **Doporučení:**

- Před použitím proberte se zákazníkem jeho zdravotní stav.
- Abyste dosáhli lepších výsledků, předehejte zařízení cca 15-20 min před samotným používáním.
- Mezi každým použitím musí být 30-ti minutová přestávka.
- Vhodné pro Wellness zařízení, kosmetické salony i pro použití v domácnosti.

## **Technické parametry:**

Hmotnost: 0,6 Kg

Napětí: 220V

Výkon: 80W

Teplota: od pokojové teploty až do 70°C

Frekvence používání: Mezi každým použitím je nutná 30-ti minutová přestávka

# Záruční list

Na termo elektrické rukavice ZC-011B lze uplatnit záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje, za předpokladu, že se na záruku budou vztahovat zákonné podmínky. Po dobu záruky odstraní dovozce nebo autorizovaný servis bezplatně veškeré poruchy výrobků způsobené výrobní závadou nebo vadou materiálu.

Záruku lze uznat pouze pokud se jedná o výrobní nebo konstrukční závadu způsobenou výrobcem.

Do záruky nespádají škody vzniklé:  
běžným opotřebením  
zásahem neautorizovaného servisu  
nevhodným používáním nebo zanedbanou péčí o výrobek  
používáním neoriginálního nebo nevhodného příslušenství

Záruku nelze uplatnit pokud:  
nebyl předložen originál záručního listu  
údaje na výrobku se liší s údaji na záručním listě  
nebyl dodržen návod k obsluze a výrobek byl používán pro jiné účely než obvykle

Nebude-li při opravě shledána vada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník výrobku.

**Typ výrobku:**

**TERMO ELETRICKÉ RUKAVICE ZC-011B**

**Datum prodeje:**

**Razítko a podpis  
prodejce:**

**Distributor pro ČR a SK:**  
European Beauty Distribution, a.s.  
Tůrkova 828  
149 00 Praha 4